

Ecolab CLEANJET

Incrementa la productividad y seguridad en el proceso de limpieza y desinfección de tanques horizontales

Solution Story

CHALLENGES

- › Limpieza y desincrustación manual
- › La solución actual necesita 4-3 días para desincrustar
- › Las desincrustaciones eran efectivas en un 40%
- › 20% del tiempo del proceso el operador esta expuesto a productos químicos en un ambiente confinado.

SOLUTION

- › Un cliente de Cervecería en conjunto con Ecolab corrió una prueba **usando el Ecolab ClenaJET para desincrustar, lavar y desinfectar** sus tanques horizontales.
- › Al usar el **Ecolab CleanJET** en el proceso de desincrustación, el tiempo del proceso bajo de 72hrs a 5hrs.
- › Con **Ecolab CleanJET** elimina la necesidad de tener un operador dentro del tanque, reduciendo el riesgo un 55%

Ecolab innovation helped a Brew Manufacturer in Mexico significantly **decrease descaling time** and standardize clean and disinfection process



Ecolab CLEANJET.

Incrementa la productividad y seguridad en el proceso de limpieza y desinfección de tanques horizontales

Solution Story

RESULTS

CleanJET ayudo al cliente a asegurar tanques limpios, resultando en...

Redujo el tiempo de desincrustación

72hrs a 5hrs



TIME & LABOR



PRODUCTIVITY

Libero al año:

12,328 HRS

Tiempo de operarios disponible para otras actividades

Reducción del riesgo

55% a 0%



WATER