

Brinde satisfacción al huésped y haga posible reducir los costos y el trabajo invertido con un programa líquido de lavandería de alto desempeño.

Programa de lavandería que ayuda a optimizar el potencial de la línea.



LA DIFERENCIA DE LA LIMPIEZA BASADA EN LA CIENCIA .

Soluciones diseñadas para:



Remover manchas de manera efectiva



Eliminar patógenos nocivos



Impregnar esencias de larga duración



Realzar el aspecto y el tacto de la tela

Al menos **22%**
MAS EFECTIVO

que productos líderes quitamanchas de maquillaje, sangre y comida grasosa ¹

REDUCE
la tasa de
relavado
al **3-5%**

Con enfoque en la eliminación de manchas ²

86%
De la tasa de relavado se debe a las manchas y falta de blacura
Vs 5% debido al desgaste ³

1. Basado en pruebas internas de Ecolab 2021, Ecolab Liquid Laundry Built Detergent y Tide 2X fueron probados a dosis media, 11.5 F y 5 gpg de agua. Muestras estándar utilizadas, Comparado con Tide 2X, Ecolab Liquid Laundry Built Detergent es 22% más efectivo para eliminar manchas de comida, 49% más efectivo para remover sangre, y 27% más efectivo para remover maquillaje.

2. El programa Ecolab Liquid Laundry y expertos en lavandería Ecolab, con fuerte enfoque en eliminación de manchas y reducción de relavado, pueden ayudar a reducir tu tasa de relavado al 3-5%. De acuerdo a Rewash: Money Down the Drain publicada en 2017 por American Laundry News, la tasa media nacional de rechazo es del 3-5%.

3. Investigación de Ecolab in Market Linen-Life, Junio 2014

Ecolab está orgulloso de ser un socio de valor para su marca hotelera

Puedes contar con servicio flexible y personalizado.



Programa de Lavandería de Ecolab

Limpia

Diseñado para eliminar manchas, reducir la frecuencia de relavado y entregar protección para la salud de los huéspedes con limpieza basada en ciencia

Ecolab Liquid Laundry Built Detergent (Sólo Caribe)

5 gal | SKU 6101849



Ecolab Liquid Laundry Builder

5 gal | SKU 6102151 | Caribe
20 L | SKU 7106250 | CA

Suaviza

Sorprenda a los huéspedes diariamente, con suavidad excepcional, ropa de cama como nueva en cada lavada.

Liquid Laundry Premium Softener

5 gal | SKU 6102172 | Caribe & CA

Liquid Laundry Softener

5 gal | SKU 6114310 | Caribe
20 L | SKU 7106247 | CA



Desmancha

Combata manchas difíciles con química eficaz que ofrece un rendimiento fiable y potente en la lucha contra las manchas en diferentes condiciones de agua.

Ecolab Liquid Laundry Chlorine Bleach

5 gal | SKU 6115982 | Caribe
20 L | SKU 7106171 | CA

Ecolab Liquid Laundry Oxygen Bleach

15 gal | SKU 6116006 | Caribe
20 L | SKU 7106172 | CA



Neutraliza¹

Ayuda a brindar ropa de cama amigable al tacto con la piel y a expandir su vida útil, neutralizando de manera efectiva y eficaz las condiciones del agua.

Ecolab Liquid Laundry Sour Soft (Sólo Caribe)

5 gal | SKU 6102225

Ecolab Liquid Laundry Sour with Iron Control

5 gal | SKU 6102174 | Caribe
20 L | SKU 7106173 | CA



AYUDE A PROTEGER SU ROPA DE CAMA

Combatiendo las manchas y reduciendo la frecuencia de relavado.

INSPIRE CONFIANZA

Con ropa higiénicamente limpia basada en ciencia.

PROMUEVA LA SEGURIDAD DEL STAFF Y DE LOS HUÉSPEDES

Alcanzando resultados seguros y consistentes diariamente.

OPTIMICE LAS OPERACIONES DE LAVANDERÍA

Con un programa simple de 4 pasos y apoyo formativo especializado.

Conoce más:
Contacta a tu representante de Ecolab

¹. Paso opcional, dependiendo de las necesidades individuales.